

2、报价表

序号	项目名称	货物名称	品牌型号	询价技术要求	报价技术配置	响应情况	单位	单价 (元)	数量	总额 (元)
1	金黄色葡萄球菌(定性定量,肠毒素)	225ml 磷酸盐缓冲液均质袋	环凯、225ml/袋	分季度供货(4月10日前供40袋、6月1日前供30袋、9月1日前供20袋)。	分季度供货(4月10日前供40袋、6月1日前供30袋、9月1日前供20袋)。	响应	袋	7	90	630
2		225ml 7.5% 氯化钠肉汤均质袋	海博、225ml/袋	分季度供货(4月10日前供30袋、6月1日前供30袋、9月1日前供20袋)。	分季度供货(4月10日前供30袋、6月1日前供30袋、9月1日前供20袋)。	响应	袋	11	40	440
3		磷酸盐缓冲液(PH7.2)	环凯、9ml/支	分季度供货(4月10日前供60支、6月1日前供40支、9月1日前供20支)。	分季度供货(4月10日前供60支、6月1日前供40支、9月1日前供20支)。	响应	支	8	100	800
4		Baird-Parker 琼脂平板	环凯、9cm/块	分季度供货(4月10日前供40块、6月1日前供40块、9月1日前供20块)。	分季度供货(4月10日前供40块、6月1日前供40块、9月1日前供20块)。	响应	块	6	100	600
5		冻干兔血浆	环凯、0.5ml*10支/盒	/	/	响应	盒	97	1	97
6		血平板	环凯、9cm/块	分季度供货(4月10日前供40块、6月1日前供40块、9月1日前供20块)。	分季度供货(4月10日前供40块、6月1日前供40块、9月1日前供20块)。	响应	块	5	100	500
7		营养琼脂斜面	环凯、8.5ml/支	/	/	响应	支	5	40	240
8		Baird-Parker 琼脂	海博、250g/瓶	/	/	响应	瓶	245	1	245
9		脑心浸液肉汤增脂	海博、250g/瓶	/	/	响应	瓶	240	1	240
10		脑心浸液肉汤	环凯、10ml/支	/	/	响应	支	7.5	10	750

11	金黄色葡萄球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒	卓诚惠生、50T/盒	1.上机扩增反应时间≤40min,投标时提供说明书复印件 2.反应体系:≤20μL,核酸样本≤5μL,节省样本。 3.试剂盒内配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 4.到货有效期≥10个月。	1.上机扩增反应时间≤40min,投标时提供说明书复印件,附后 2.反应体系:≤20μL,核酸样本≤5μL,节省样本。 3.试剂盒内配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 4.到货有效期≥10个月。	响应	盒	525	1	625
12	金黄色葡萄球菌mecA/nuc基因实时荧光PCR检测试剂盒	卓诚惠生、50T/盒	1.上机扩增反应时间≤40min,投标时提供说明书复印件 2.反应体系:≤20μL,核酸样本≤5μL,节省样本。 3.试剂盒内配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 4.到货有效期≥10个月。	1.上机扩增反应时间≤40min,投标时提供说明书复印件,附后 2.反应体系:≤20μL,核酸样本≤5μL,节省样本。 3.试剂盒内配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 4.到货有效期≥10个月。	响应	盒	1250	1	1250
13	金黄色葡萄球菌肠毒素基因多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标:肠毒素A、B、C、D、E型)	卓诚惠生、25T/盒	1.检测目标:肠毒素A、B、C、D、E型,完全符合国家食品安全风险监测方案分子血清分型检测要求。 2.上机扩增反应时间≤40min,投标时提供说明书复印件 3.反应体系:≤20μL,核酸样本≤5μL,节省样本。 4.试剂免费安装具有正规软件证书的判读软件,将结果拖入软件内,即给出判读结果,投标提供软件证书等证明材料。 5.试剂盒内免费配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 6.到货有效期≥10个月。	1.检测目标:肠毒素A、B、C、D、E型,完全符合国家食品安全风险监测方案分子血清分型检测要求。 2.上机扩增反应时间≤40min,投标时提供说明书复印件,附后 3.反应体系:≤20μL,核酸样本≤5μL,节省样本。 4.试剂盒免费安装具有正规软件证书的判读软件,将结果拖入软件内,即给出判读结果,投标提供软件证书等证明材料。 5.试剂盒内免费配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 6.到货有效期≥10个月。	响应	盒	1750	1	1750
14	含225mL缓冲液白蛋白冻干粉(BPW)冻干粉	海博,225mL/袋	分季度供货(4月10日前供20袋、5月1日前供20袋、9月1日前供20袋)。	分季度供货(4月10日前供20袋、5月1日前供20袋、9月1日前供20袋)。	响应	袋	10	60	600
15	环磷腺苷 30mg	环磷,30mg/支	分季度供货(4月10日前供20支、5月1日前供20支、9月1日前供20支)。	分季度供货(4月10日前供20支、5月1日前供20支、9月1日前供20支)。	响应	支	6.5	60	390

16	TTB管 10ml	环 凯、 10ml/支	分季度供货(4月10日前供20支、 6月1日前供20支、9月1日前供 20支)。	分季度供货(4月10日前供20支、 6月1日前供20支、9月1日前供 20支)。	响应	支	6.5	60	350
17	BS平板	环凯、9cm/ 块	分季度供货(4月10日前供20块、 6月1日前供20块、9月1日前供 20块)。	分季度供货(4月10日前供20块、 6月1日前供20块、9月1日前供 20块)。	响应	块	6.5	60	350
18	XLD琼脂	环 凯、 250g/瓶	/	/	响应	瓶	460	1	460
19	XLD琼脂平板	环凯、9cm/ 块	分季度供货(4月10日前供20块、 6月1日前供20块、9月1日前供 20块)。	分季度供货(4月10日前供20块、 6月1日前供20块、9月1日前供 20块)。	响应	块	6.5	60	390
20	沙门氏显色培 养基平板	环凯、9cm/ 块	分季度供货(4月10日前供20块、 6月1日前供20块、9月1日前供 20块)。	分季度供货(4月10日前供20块、 6月1日前供20块、9月1日前供 20块)。	响应	块	15	60	900
21	TTB肉汤	海 博、 250g/瓶	/	/	响应	瓶	120	1	120
22	亚硫酸铋琼脂 BS	环 凯、 250g/瓶	/	/	响应	瓶	170	1	170
23	三糖铁琼脂	海 博、 250g/瓶	/	/	响应	瓶	85	1	85
24	三糖铁管	环 凯、 10ml/支	/	/	响应	支	3	60	120
25	沙门氏菌PCR 荧光检测试剂 盒	卓 诚 惠 生、50T/盒	1.上机扩增反应时间≤40min,投标 时提供说明书复印件 2.反应体系:≤20μL,核酸样本 ≤5μL,节省样本。 3.试剂盒内免费配套同等人份的 细菌专用提取试剂盒。 4.到货有效期≥10个月。	1.上机扩增反应时间≤40min,提供 说明书复印件 2.反应体系:≤20μL,核酸样本≤ 5μL,节省样本。 3.试剂盒内免费配套同等人份的细 菌专用提取试剂盒。 4.到货有效期≥10个月。	响应	盒	625	1	625

26	沙门氏菌血清型分子鉴定多重试剂盒	恢复、25T/盒	<p>1. 检测目标：包含沙门氏菌血清型鉴定不少于200种。</p> <p>2. 上机扩增反应时间≤90min, 投标时提供说明书复印件。</p> <p>3. 反应体系：采用全试剂体系8联排预分装技术，无需配制体系，只需一步加入核酸，即可完成沙门血清型检测，投标提供证明材料。</p> <p>4. 专门软件判读，直接得到血清型鉴定结果。</p> <p>5. 到货有效期≥10个月。</p>	<p>2. 检测目标：包含沙门氏菌血清型鉴定不少于200种。</p> <p>2. 上机扩增反应时间≤90min, 投标时提供说明书复印件。</p> <p>3. 反应体系：采用全试剂体系8联排预分装技术，无需配制体系，只需一步加入核酸，即可完成沙门血清型检测，投标提供证明材料。</p> <p>4. 专门软件判读，直接得到血清型鉴定结果。</p> <p>5. 到货有效期≥10个月。</p>	盒	9000	1	5000	响应
27	药敏检测板	复星、10块/盒	<p>1. 完全符合国家食品安全风险监测方案沙门氏菌药敏检测要求。</p> <p>2. 需配套接种水和药敏培养基液。</p> <p>3. 适用于本实验室复星药敏检测仪。</p>	<p>4. 完全符合国家食品安全风险监测方案沙门氏菌药敏检测要求。</p> <p>5. 需配套接种水和药敏培养基液。</p> <p>6. 适用于本实验室复星药敏检测仪。</p>	盒	2600	1	2600	响应
28	沙门氏菌鉴定血清	宁波、10瓶/盒	/	/	盒	7000	1	7000	响应
29	LB1 肉汤均质袋	环凯、1000ml/袋	分季度供货(4月10日前供20袋、6月1日前供20袋、9月1日前供20袋)	分季度供货(4月10日前供20袋、6月1日前供20袋、9月1日前供20袋)	袋	40	60	2400	响应
30	LB1 配套试剂	环凯、10支/盒	/	/	盒	5	6	30	响应
31	李氏菌增菌肉汤 LB2	环凯、100ml/支	分季度供货(4月10日前供20支、6月1日前供20支、9月1日前供20支)	分季度供货(4月10日前供20支、6月1日前供20支、9月1日前供20支)	支	8	60	480	响应
32	LB2 配套试剂	环凯、10支/盒	/	/	盒	85	7	85	响应
33	PALCAM 琼脂平板	环凯、9cm/块	分季度供货(4月10日前供20块、6月1日前供20块、9月1日前供20块)	分季度供货(4月10日前供20块、6月1日前供20块、9月1日前供20块)	块	9	60	540	响应

34	李氏菌显色平板	环凯, 9cm/块	分季度供货(4月10日前供40块、6月1日前供20块、9月1日前供20块)	分季度供货(4月10日前供40块、6月1日前供20块、9月1日前供20块)	响应	块	16	40	1250
35	TSA-VE平板	环凯, 9cm/块	分季度供货(4月10日前供20块、6月1日前供20块)	分季度供货(4月10日前供20块、6月1日前供20块)	响应	块	13	40	520
36	革兰氏染液	环凯, 10ml*4瓶/盒	/	/	响应	盒	60	1	60
37	李氏菌显色培养基	环凯, 1000ml/瓶	/	/	响应	瓶	800	1	800
38	木糖生化管	环凯, 20支/盒	/	/	响应	盒	50	1	50
39	鼠李糖生化管	环凯, 20支/盒	/	/	响应	盒	70	1	70
40	半固体琼脂	环凯, 5ml/支	/	/	响应	支	137	1	137
41	缓冲蛋白胨水(9ml)	环凯, 9ml/支	分季度供货(4月10日前供40支、6月1日前供20支)	分季度供货(4月10日前供40支、6月1日前供20支)	响应	支	6	60	360
42	单核细胞增生李斯特氏菌PCR或光检测试剂盒	卓诚, 愚生, 50T/盒	1. 上机扩增反应时间≤40min, 投标时提供说明书复印件、附件。 2. 反应体系: ≤20μL, 核酸样本≤5μL, 试剂盒内配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 4. 到货有效期≥10个月。	1. 上机扩增反应时间≤40min, 投标时提供说明书复印件、附件。 2. 反应体系: ≤20μL, 核酸样本≤5μL, 试剂盒内配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 4. 到货有效期≥10个月。	响应	盒	625	1	625
43	霍乱弧菌均质袋	环凯, 225ml/袋	分季度供货(4月10日前供20袋、6月1日前供20袋、9月1日前供10袋)	分季度供货(4月10日前供20袋、6月1日前供20袋、9月1日前供10袋)	响应	袋	9	50	450
44	肠道菌增菌肉汤管	海博, 30ml/支	分季度供货(4月10日前供20支、6月1日前供20支)	分季度供货(4月10日前供20支、6月1日前供20支)	响应	支	16	10	160
45	麦康凯琼脂	环凯, 250g/瓶	/	/	响应	瓶	121	1	121

46	安康凯琼脂平板	环凯, 9cm/块	分季度供货(4月10日前供20块, 6月1日前供20块, 9月1日前供20块)。	分季度供货(4月10日前供20块, 6月1日前供20块, 9月1日前供20块)。	响应	块	5	60	300
47	伊红美蓝琼脂	环凯, 250g/瓶	/	/	响应	瓶	151	1	151
48	伊红美蓝琼脂平板	环凯, 9cm/瓶	分季度供货(4月10日前供20块, 6月1日前供20块, 9月1日前供20块)。	分季度供货(4月10日前供20块, 6月1日前供20块, 9月1日前供20块)。	响应	块	5	60	300
49	五种致泻大肠PCR试剂	卓诚惠生, 50T/盒	1. 检测 stx1, eae, bfpB, stx2, ipaH, estIb, estIa, elt, aggR, uidA, astA, pic 基因。 2. 荧光 PCR 循环时间 ≤ 40min, 反应迅速, 投标提供说明书。 3. 反应体系: ≤ 20 μL, 核酸样本 ≤ 5 μL, 节省样本。 4. 采用预混合液试剂, 方便使用, 投标提供说明书。 5. 试剂免费安装, 具有正规软件证书的判读软件, 将结果拖入软件内, 即给出判读结果, 投标提供软件证书等证明材料。 6. 试剂盒内免费提供同等人份的细菌专用提取试剂盒。 7. 到货有效期 ≥ 10 个月。	2. 检测 stx1, eae, bfpB, stx2, ipaH, estIb, estIa, elt, aggR, uidA, astA, pic 基因。 2. 荧光 PCR 循环时间 ≤ 40min, 反应迅速, 投标提供说明书。 3. 反应体系: ≤ 20 μL, 核酸样本 ≤ 5 μL, 节省样本。 4. 采用预混合液试剂, 方便使用, 投标提供说明书。 5. 试剂免费安装, 具有正规软件证书的判读软件, 将结果拖入软件内, 即给出判读结果, 投标提供软件证书等证明材料。 6. 试剂盒内免费提供同等人份的细菌专用提取试剂盒。 7. 到货有效期 ≥ 10 个月。	响应	盒	12000	1	12000
50	药敏检测试剂	复星, 10块/盒	1. 完全符合国家食品安全风险监测方案沙门氏菌药敏检测要求。 2. 需配套接种水和药敏培养基。 3. 适用于本实验室复星药敏检测。	1. 完全符合国家食品安全风险监测方案沙门氏菌药敏检测要求。 2. 需配套接种水和药敏培养基。 3. 适用于本实验室复星药敏检测。	响应	盒	2600	1	2600
51	马铃薯葡萄糖琼脂	环凯, 250g/瓶	/	/	响应	瓶	204	1	204
52	孟加拉红培养基	环凯, 250g/瓶	/	/	响应	瓶	151	1	151

53		LST 肉汤管 9ml	海博, 9ml/ 支	/	/	响应	支	10.4	30	415
54	大肠菌群	BGLB 肉汤管 9ml	海博, 9ml/ 支	/	/	响应	支	10.4	30	416
55		VRBA 琼脂	海博, 250g/瓶	/	/	响应	瓶	127	1	127
56		MYP 琼脂平板	海博,	分季度供货(4月10日前供40块, 6月1日前供20块, 9月1日前供20块)。	分季度供货(4月10日前供40块, 6月1日前供20块, 9月1日前供20块)。	响应	块	5	80	400
57		MYP 琼脂	海博,	/	/	响应	瓶	104	1	104
58		蜡样芽孢杆菌 PCR 检测试剂盒	卓诚生、	1. 上机扩增反应时间≤40min, 投标时提供说明书复印件。 2. 反应体系: ≤20 μL, 核酸样本 ≤5 μL, 节省样本。 3. 试剂盒内配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 4. 到货有效期≥10个月。	1. 上机扩增反应时间≤40min, 投标时提供说明书复印件。 2. 反应体系: ≤20 μL, 核酸样本 ≤5 μL, 节省样本。 3. 试剂盒内配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 4. 到货有效期≥10个月。	响应	盒	025	1	525
59	蜡样芽孢杆菌	蜡样芽孢杆菌 nheB/cesB/hblC 毒力基因三重PCR检测试剂盒	卓诚生、	1. 检测区分: 蜡样芽孢杆菌 nheB/cesB/hblC 毒力, 完全符合国家标准食品安全风险监测方案分子血清分型检测要求。 2. 上机扩增反应时间≤40min, 投标时提供说明书复印件。 3. 反应体系: ≤20 μL, 核酸样本 ≤5 μL, 节省样本。 4. 试剂免费安装具有正规软件证书的测试软件, 将结果拖入软件内, 即给出检测报告。 5. 试剂盒内免费配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 6. 到货有效期≥10个月。	1. 检测区分: 蜡样芽孢杆菌 nheB/cesB/hblC 毒力, 完全符合国家标准食品安全风险监测方案分子血清分型检测要求。 2. 上机扩增反应时间≤40min, 投标时提供说明书复印件。 3. 反应体系: ≤20 μL, 核酸样本 ≤5 μL, 节省样本。 4. 试剂免费安装具有正规软件证书的测试软件, 将结果拖入软件内, 即给出检测报告。 5. 试剂盒内免费配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 6. 到货有效期≥10个月。	响应	盒	1875	1	1875

60	0.1%蛋白胨水	海博、225ml/袋	/	/	响应	袋	10.4	30	208
61	9ml 0.1%蛋白胨水	海博、9ml/支	/	/	响应	支	7.3	30	242
62	胰酪-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂 (TSC)	环凯、100g/瓶	/	/	响应	瓶	118	1	118
63	厌氧培养产气包	海博、10袋/包	/	/	响应	袋	15	20	300
64	液体硫乙醇酸盐培养基	海博、250g/瓶	/	/	响应	瓶	104	1	104
65	含铁牛乳培养基	环凯、250g/瓶	/	/	响应	瓶	166	1	166
66	缓冲动力-硝酸盐培养基	环凯、20支/盒	/	/	响应	支	3.7	20	74
67	乳糖-明胶培养基	环凯、20支/盒	/	/	响应	支	3	20	60
68	产气荚膜梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒	卓诚惠生、25T/盒	1.上机扩增反应时间≤40min,投标时提供说明书复印件。 2.反应体系:≤20μL,核酸样本≤5μL,节省样本。 3.试剂盒内配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 4.到货有效期≥10个月。 分季度供货(4月10日前供10袋、6月1日前供10袋)。	1.上机扩增反应时间≤40min,投标时提供说明书复印件。附后 2.反应体系:≤20μL,核酸样本≤5μL,节省样本。 3.试剂盒内配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 4.到货有效期≥10个月。 分季度供货(4月10日前供10袋、6月1日前供10袋)。	响应	盒	313	1	313
69	0.1%无菌BPM均质袋(有袋网)	海博、100ml*10袋	/	/	响应	袋	14.5	20	290
70	双料Preston肉汤	环凯、50ml/袋	/	/	响应	袋	26	20	520

71	微需氧产气包	海博, 10袋/包	/	/	响应	袋	25	20	500
72	Ramaldi 平板(加滤膜)	海博, 9cm/块	分季度供货(4月10日前供20块, 6月1日前供20块)。	分季度供货(4月10日前供20块, 6月1日前供20块)。	响应	块	18	40	720
73	SKITLOW 平板(加滤膜)	海博, 9cm/块	/	/	响应	块	6.5	20	130
74	哥伦比亚血平板(加滤膜)	海博, 9cm/块	分季度供货(4月10日前供20块, 6月1日前供20块)。	分季度供货(4月10日前供20块, 6月1日前供20块)。	响应	块	6.6	40	264
75	哥伦比亚血平板	环凯, 9cm/块	分季度供货(4月10日前供60块, 6月1日前供20块)。	分季度供货(4月10日前供60块, 6月1日前供20块)。	响应	块	8.5	10	260
76	氧化酶试剂	环凯, 50测试/盒	/	/	响应	盒	70	4	280
77	无菌滤膜	环凯, 200片/盒	/	/	响应	盒	600	4	600
78	空肠弯曲菌与结肠弯曲菌核酸检测双实时荧光PCR检测试剂盒	卓诚惠生, 25T/盒	1. 上机扩增反应时间≤40min, 投标时提供说明书复印件。附后 2. 反应体系: ≤20 μL, 核酸样本≤5 μL, 节省样本。 3. 试剂盒内配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 4. 到货有效期≥10个月。	1. 上机扩增反应时间≤40min, 投标时提供说明书复印件。附后 2. 反应体系: ≤20 μL, 核酸样本≤5 μL, 节省样本。 3. 试剂盒内配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 4. 到货有效期≥10个月。	响应	盒	625	1	625
79	空肠弯曲菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒	卓诚惠生, 25T/盒	1. 检测区分: HS:1、HS:2、HS:4、HS:19、HS:23/36、HS:41及HS:44, 符合国家食品安全风险监测方案分子血清分型检测要求。 2. 上机扩增反应时间≤40min, 投标时提供说明书复印件。 3. 反应体系: ≤20 μL, 核酸样本≤5 μL, 节省样本。 4. 试剂盒内具有正规软件证书的判读软件。将结果拖入软件内, 即给出判读结果, 投标提供格式	1. 检测区分: HS:1、HS:2、HS:4、HS:19、HS:23/36、HS:41及HS:44, 符合国家食品安全风险监测方案分子血清分型检测要求。 2. 上机扩增反应时间≤40min, 投标时提供说明书复印件。附后 3. 反应体系: ≤20 μL, 核酸样本≤5 μL, 节省样本。 4. 试剂盒内具有正规软件证书的判读软件。将结果拖入软件内, 即给出判读结果, 投标提供格式	响应	盒	2100	1	2100

				件证书等证明材料。 5.试剂盒内免费配套同等人份的细 菌专用提取试剂盒。 6、到货有效期≥10个月。	书等证明材料。 附后 5.试剂盒内免费配套同等人份的细 菌专用提取试剂盒。 6、到货有效期≥10个月。						
80	菌落总 数	平板计数琼脂 培养基	海博、 250g/瓶	/	/	响应	瓶	137	1		137
81		平板计数琼脂 成品板	环凯、20 块/盒	/	/	响应	块	5	10		200
82		3%氯化钠碱性 蛋白胨水琼脂 袋	海博、 225ml/袋	分季度供货(4月10日前供20袋、 6月1日前供10袋)。	分季度供货(4月10日前供20袋、 6月1日前供10袋)。	响应	袋	10	30		300
83		3%氯化钠碱性 蛋白胨水	环凯、9ml/ 支	分季度供货(4月10日前供20支、 6月1日前供20支)。	分季度供货(4月10日前供20支、 6月1日前供20支)。	响应	支	6.5	40		260
84		TCBS 琼脂基础	海博、 250g/瓶	/	/	响应	瓶	123	1		123
85	菌落血 菌	TCBS 平板	海博、9cm/ 块	分季度供货(4月10日前供20块、 6月1日前供20块、9月1日前供 20块)。	分季度供货(4月10日前供20块、 6月1日前供20块、9月1日前供 20块)。	响应	块	7.5	60		450
86		弧菌显色培养 基平板	环凯、9cm/ 块	分季度供货(4月10日前供20块、 6月1日前供20块、9月1日前供 20块)。	分季度供货(4月10日前供20块、 6月1日前供20块、9月1日前供 20块)。	响应	块	17	60		1020
87		3%氯化钠胰蛋 白胨大豆琼脂	环凯、 250g/瓶	/	/	响应	瓶	133	1		133
88		3%氯化钠胰蛋 白胨大豆琼脂 平板	环凯、9cm/ 块	分季度供货(4月10日前供20块、 6月1日前供20块)。	分季度供货(4月10日前供20块、 6月1日前供20块)。	响应	块	5.2	40		208

89	3%氯化钠三糖铁琼脂	环凯, 10ml/支	/	/	响应	支	6.5	20	130
90	溶解血弧菌血清	宁波汇诺, 1ml*26支/盒	26种血清型 (O 抗和 K 抗)	26种血清型 (O 抗和 K 抗)	响应	套	4000	1	1000
91	副溶血弧菌核酸 PCR 实时荧光检测试剂盒	卓诚惠生, 50T/盒	1. 上机扩增反应时间 ≤ 40min, 投标时提供说明书复印件。 2. 反应体系: ≤ 20 μL, 核酸样本 ≤ 5 μL, 节省样本。 3. 试剂盒内配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 4. 到货有效期 ≥ 10 个月。	1. 上机扩增反应时间 ≤ 40min, 投标时提供说明书复印件。 2. 反应体系: ≤ 20 μL, 核酸样本 ≤ 5 μL, 节省样本。 3. 试剂盒内配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 4. 到货有效期 ≥ 10 个月。	响应	盒	625	1	625
92	副溶血弧菌毒力基因 (tdh, tdh, trn) PCR 实时荧光检测试剂盒	卓诚惠生, 50T/盒	1. 检测区分: tdh, tdh, trn 毒力基因, 符合国家食品安全风险监测方案分子分型检测要求。 2. 上机扩增反应时间 ≤ 40min, 投标时提供说明书复印件。 3. 反应体系: ≤ 20 μL, 核酸样本 ≤ 5 μL, 节省样本。 4. 试剂免费包装具有正规软件证书, 即给出判定结果, 投标提供软件证书等证明材料。 5. 试剂盒内免费配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 6. 到货有效期 ≥ 10 个月。	1. 检测区分: tdh, tdh, trn 毒力基因, 符合国家食品安全风险监测方案分子分型检测要求。 2. 上机扩增反应时间 ≤ 40min, 投标时提供说明书复印件。 3. 反应体系: ≤ 20 μL, 核酸样本 ≤ 5 μL, 节省样本。 4. 试剂免费包装具有正规软件证书, 即给出判定结果, 投标提供软件证书等证明材料。 5. 试剂盒内免费配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 6. 到货有效期 ≥ 10 个月。	响应	盒	1875	1	1875
93	VR 培养基	环凯, 250g/瓶	/	/	响应	瓶	215	1	215
94	乳酸菌培养基	海博, 225ml/袋	分季度供货 (4 月 10 日前供 20 袋, 6 月 1 日前供 10 袋)。	分季度供货 (4 月 10 日前供 20 袋, 6 月 1 日前供 10 袋)。	响应	袋	113	20	1250
95	乳酸菌培养基	海博, 9ml/支	分季度供货 (4 月 10 日前供 20 支, 6 月 1 日前供 20 支)。	分季度供货 (4 月 10 日前供 20 支, 6 月 1 日前供 20 支)。	响应	支	7.2	10	288

96		MC 琼脂培养基	海博、250g/瓶	/	/	响应	瓶	110	1	110
97		MRS 琼脂培养基	海博、250g/瓶	/	/	响应	瓶	250	1	250
98		GVC 增菌液	环凯、225ml/袋	分季度供货(4月10日前供10袋、6月1日前供10袋)。	分季度供货(4月10日前供10袋、6月1日前供10袋)。	响应	袋	10.5	20	210
99		mDA 琼脂	海博、250g/瓶	/	/	响应	瓶	160	1	160
100		mPA 琼脂平板	海博、9cm/块	分季度供货(4月10日前供20块、6月1日前供20块)。	分季度供货(4月10日前供20块、6月1日前供20块)。	响应	块	8.2	40	328
101		PCFA 琼脂	海博、250g/瓶	含添加剂	含添加剂	响应	瓶	255	1	255
102		PCFA 琼脂平板	海博、9cm/块	含添加剂	含添加剂	响应	块	11	20	220
103		细菌琼脂平板	海博、9cm/块	/	/	响应	块	7.2	20	144
104		PTA 平板	海博、9cm/块	分季度供货(4月10日前供20块、6月1日前供20块)。	分季度供货(4月10日前供20块、6月1日前供20块)。	响应	块	6.5	40	260
105	唐菖蒲克霍尔德氏菌种属及毒力基因、安全风险监测方案分子分型检测要求。	唐菖蒲克霍尔德氏菌种属及毒力基因检测试剂盒	卓诚惠中、25T/盒	1.检测区分:唐菖蒲克霍尔德氏菌种属及毒力基因,符合国家标准安全风险监测方案分子分型检测要求。 2.上机扩增反应时间≤40min,投标时提供说明书复印件 3.反应体系:≤20μL,核酸样本≤5μL,节省样本。 4.试剂免费安装具有正规软件证书的判定软件,将结果拖入软件内,即给出判定结果,投标提供软件证书等证明材料。 5.试剂盒内免费配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。	1.检测区分:唐菖蒲克霍尔德氏菌种属及毒力基因,符合国家标准安全风险监测方案分子分型检测要求。 2.上机扩增反应时间≤40min,投标时提供说明书复印件,附后 3.反应体系:≤20μL,核酸样本≤5μL,节省样本。 4.试剂免费安装具有正规软件证书的判定软件,将结果拖入软件内,即给出判定结果,投标提供软件证书等证明材料,附后 5.试剂盒内免费配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。	响应	盒	625	1	625

				6, 到货有效期≥10个月。	6, 到货有效期≥10个月。					
106	细菌/病毒核酸共提试剂盒	卓诚惠生、48T/盒	适用本实验室内硕世全自动核酸提取仪。	适用本实验室内硕世全自动核酸提取仪。	响应	盒	480	1		1920
107	诺如病毒GI/GII 双重实时荧光PCR检测试剂盒	卓诚惠生、50T/盒	1.上机扩增反应时间≤40min,投标时提供说明书复印件。 2.反应体系: ≤20 μL, 核酸样本≤5 μL, 节省样本。 3.试剂盒内配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 4.到货有效期≥10个月。	1.上机扩增反应时间≤40min,投标时提供说明书复印件。附后 2.反应体系: ≤20 μL, 核酸样本≤5 μL, 节省样本。 3.试剂盒内配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 4.到货有效期≥10个月。	响应	盒	1250	2		2500
108	生理盐水	环凯、9ml*20支/盒	/	/	响应	支	5	100		500
109	压力蒸汽灭菌化学指示卡	四环、200条/盒	/	/	响应	盒	40	1		40
110	压力蒸汽灭菌生物指示剂	四环、20支/盒	/	/	响应	盒	300	1		300
111	飞行质谱样本预处理试剂	融智、1000T/盒	配套本实验室内融智飞行质谱仪使用。	配套本实验室内融智飞行质谱仪使用。	响应	盒	6000	1		6000

112	含珠菌种保存管 1 (Germ Bank1)	贝索、100支/盒	/	/	响应	盒	1600	2	3200
113	微生物鉴定 GN 卡	梅里埃 (上海)、20 张/盒	/	/	响应	盒	1600	4	6400
114	微生物鉴定 GP 卡	梅里埃 (上海)、20 张/盒	/	/	响应	盒	1600	2	3200
115	一次性接种环 10ul	比克曼、10 支/包	/	/	响应	支	0.3	500	150
116	一次性接种环 5ul	比克曼、1 支/包	/	/	响应	支	0.4	1000	400
117	一次性无菌吸管 2ml	兰杰柯、2ml/支	/	/	响应	支	0.3	500	150
118	一次性无菌移液吸管 10ml	康宁、10ml/支	/	/	响应	支	1.3	200	260
119	一次性镊子	扬州华越、100 支/包	/	/	响应	支	0.3	200	60
120	沙门鞭毛半固体	环凯、200ml/支	/	/	响应	支	850	1	850
121	大肠埃希氏菌标准菌株	环凯、ATCC25922	/	/	响应	瓶	600	1	600
122	金葡标准菌株	环凯、ATCC25923	/	/	响应	瓶	600	1	600
123	沙门标准菌株	环凯、ATCC14028	/	/	响应	瓶	600	1	600

124	单增标准菌株	环凯、ATCCA9115	/	/	响应	瓶	600	1	600
125	蜡样芽孢杆菌	环凯、CMCC(B)63303	/	/	响应	瓶	600	1	600
126	产气荚膜梭菌	环凯、ATCC13124	/	/	响应	瓶	600	1	600
127	唐菖蒲蒲伯克霍尔德氏菌标准菌株	环凯、CICC	/	/	响应	瓶	700	1	700
128	副溶血弧菌标准菌株	环凯、ATCC17802	/	/	响应	瓶	600	1	600
129	空肠弯曲菌标准菌株	环凯、CICC	/	/	响应	瓶	1000	1	1000
130	食源性致病菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒	卓诚惠生、25T/盒	1.检测包含：金葡、沙门、克罗诺、小肠炎耶尔森、气单胞菌、蜡样芽孢杆菌、单核李斯特菌、大肠埃希氏菌 O157、志贺氏菌、弧菌属、弯曲菌、产气荚膜梭菌等。 2.上机扩增反应时间≤40min,投标时提供说明书复印件。 3.反应体系：≤20 μL, 核酸样本≤5 μL, 节省样本。 4.试剂免费安装具有正规软件证书的判读软件，将结果拖入软件内，即给出判读结果，投标提供软件证书等证明材料。 5.试剂盒内免费提供配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 6.到货有效期≥10个月。	1.检测包含：金葡、沙门、克罗诺、小肠炎耶尔森、气单胞菌、蜡样芽孢杆菌、单核李斯特菌、大肠埃希氏菌 O157、志贺氏菌、弧菌属、弯曲菌、产气荚膜梭菌等。 2.上机扩增反应时间≤40min,投标时提供说明书复印件。附后 3.反应体系：≤20 μL, 核酸样本≤5 μL, 节省样本。 4.试剂免费安装具有正规软件证书的判读软件，将结果拖入软件内，即给出判读结果，投标提供软件证书等证明材料。附后 5.试剂盒内免费提供配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 6.到货有效期≥10个月。	响应	盒	3750	1	3750

131	卓诚惠生, 25T/盒	1.检测目标包含: 诺如病毒 GI 型、副溶血性弧菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、空肠弯曲菌、蜡样芽孢杆菌、类志贺邻单胞菌、产气荚膜梭菌、阪崎克罗诺杆菌、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生性李斯特氏菌、五种致泻大肠埃希氏菌等, ≥21 种病原体核酸检测。 2.上机扩增反应时间≤40min, 投标时提供说明书复印件。附后 3.反应体系: ≤20 μL, 核酸样本 ≤5 μL, 节省样本。 4.试剂免费安装具有正规软件证书的判读软件, 将结果拖入软件内, 即给出判读结果, 投标提供软件证书等证明材料。 5.试剂盒内免费配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 6.到货有效期≥10 个月。	1.检测目标包含: 诺如病毒 GI 型, 诺如病毒 GII 型, 霍乱弧菌, 副溶血性弧菌、空肠弯曲菌、蜡样芽孢杆菌、嗜水气单胞菌、蜡样芽孢杆菌、类志贺邻单胞菌、产气荚膜梭菌、阪崎克罗诺杆菌、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生性李斯特氏菌、五种致泻大肠埃希氏菌等, ≥21 种病原体核酸检测。 2.上机扩增反应时间≤40min, 投标时提供说明书复印件。附后 3.反应体系: ≤20 μL, 核酸样本 ≤5 μL, 节省样本。 4.试剂免费安装具有正规软件证书的判读软件, 将结果拖入软件内, 即给出判读结果, 投标提供软件证书等证明材料。附后 5.试剂盒内免费配套同等人份的细菌专用提取试剂盒。 6.到货有效期≥10 个月。	盒	6562	1	5552
合计							122561

大写: 壹拾贰万贰仟玖佰陆拾肆圆

